

**【選手向け】
第77回国民体育大会冬季大会
宮城県選手団
PCR検査実施マニュアル**

2021年12月20日

近畿日本ツーリスト

近畿日本ツーリスト株式会社 仙台支店 内

「国体宮城県選手団PCR検査事務局」

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-7-20東邦ビル5F

TEL022-222-4141

FAX022-221-6188

Eメール sendai-dantai@or.knt-th.co.jp

1.検査スケジュール

・下記のスケジュールに沿ってPCR検査の実施をお願いします。

【出発前】

	時間		業務
1	AM		
2			
3			検査結果選手本人 Eメール通知されます。
4	AM	移動日	
5			
6			

* 各選手は検査結果通知「陰性」を確認してから移動するのが望ましいですが、出発を妨げるものではありません。

【帰着前】

	時間		業務
1			
2		移動翌 日	
3			検査結果選手本人 Eメール通知されます。

* 帰 前 の検体は、「移動日前日」又は「移動日のAM中」にポスト 投函してください。

2.PCR検査キットについて

①PCR検査キット同封物

PCR検査キット同封物



- ・ 外装（250×340mm）
- ・ 封止めテープ（返信用BOXに活用）
- ・ 返信用BOX
- ・ バイオハザードバック
- ・ 吸水シート
- ・ 緩衝材
- ・ 検査キット一式
- ・ 案内書類
- ・ 返信用宛名シール

内容物にお間違いがないかご確認ください。

2.PCR検査キットについて

②PCR検査お申込み

重要

必須 PCR検査お申込み

送付の前にPCR検査のお申込みを下記から必ず行ってください。

☐ スマートフォンでのお申込み ☐ パソコンでのお申込み

お申込みURL <https://bit.ly/3mf5VQL>
※本URLに文字が含まれていません。打ち間違いにご注意ください。

キット番号 **N0003587425** パスワード **5569**

←スマートフォンで読み取る

㊤ 本人確認用バーコードシール 重要

このシールを容器に縦貼りで貼ってください

※縦貼り

採取日と氏名を必ず記入してください。

採取日 月 日
氏名

採取日 月 日
氏名

この用紙は検査が終わるまで捨てずにお手元に保管ください。

登録は必須です！
登録を忘れると
本人に結果が通知されません。

■梱包用シール

吸水シートと緩衝材それぞれをとめるシールとして梱包時にこちらを剥がしてお使いください。(推奨)

クリニック管理番号：86215

211034_10

2.PCR検査キットについて

③QRを読み込んだ際のスマートフォン画面

P3のQRコードを読み込んだ画面

11:19
カメラ
pcr.reserve-nishitan.jp

Nishitan Clinic
にしたんクリニック

PCR検査 検査登録申込

(すでに唾液採取用キットをお持ちの方)

日本郵政からの通達により、お手持ちのキットの返送用資材が紙製の封筒の場合、5月10日(月)以降は使用できなくなるため、無償で交換いたします。
[詳しくはこちら>](#)

唾液採取用キット番号

お手元の唾液採取用キット内のバーコードに記載されているNを含めた11桁のコードを入力してください。

Nを含めた11桁のコードを入力してください

唾液採取用キットパスワード

バーコードシール内のQRコード横に記載されている数字4桁のパスワードを入力してください。

11:19
カメラ
pcr.reserve-nishitan.jp

検査登録者情報

実際に検査を受ける方の情報を入力してください。

※必須 お名前 (姓)
検査登録者情報 姓

※必須 お名前 (名)
検査登録者情報 名

※必須 フリガナ (姓)
セイ

※必須 フリガナ (名)
メイ

※必須 性別

※必須 生年月日
年 月 日

※必須 メールアドレス
※検査結果を通知するメールアドレスです。
例) sample@nishitanclinic.jp

※必須 電話番号


- * 受検者個人で入力・送信をしていただきます。
- * 送信後、登録完了の自動返信メールが届きます。

2.PCR検査キットについて

④採取方法のご案内

①採取方法について

PCR検査 唾液採取用キット セット内容



以下の手順に従って唾液サンプルを採取し、返送してください。




唾液採取前の 注意事項


採取前30分程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用しうがいはいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な場所で手を洗い、水で軽く口をゆすいでから採取してください。




A 中の輸送液をこぼさないように気をつけながら唾液保存容器に**B**の漏斗を取り付けます。^{※1}




輸送液が1ml入った**A**の中に唾液を目盛り「2.5」～「3」の間まで入れてください。正しい検査のために泡等なるべく入らないように気をつけてください。



泡が入っていても唾液の量が目盛り「2.5」以上入っていれば検査は可能です。蓋を最後までしっかりとねじ込んで締めてください。^{※2}



Cのシートから、バーコードシールを剥がし、唾液保存容器に必ず縦貼りで貼り付けます。
※蓋に被らないように容器本体に貼ってください。



Dの吸水シートで唾液保存容器をくるみ、その上から緩衝材で包みます。^{※3}
それを**E**の密封袋に入れしっかり封をします。

※1. 輸送液を口につけないように気をつけてください。
輸送液を口にしてしまった場合、よく口を水でゆすいでください。

※2. 唾液保存容器を立てたままで10分ほど放置すると泡が少なくなります。

※3. それぞれ**G**の下にある梱包用シールでとめます。

2.PCR検査キットについて

⑤ 返送方法のご案内

② 返送方法について


※返送費用はお客様負担となります。

①採取方法についての梱包方法にしたがって、しっかりと梱包が終わりましたら

下記の図のように返送用BOXを組み立てて、梱包した唾液を入れてください。

※返送用BOXの裏面に差出人のお名前とご住所を必ず記入してください。


F 返送用BOXの組み立て方



通常返送の場合

〒 普通郵便でのご返送 (ポストに投函できます)

返送用宛名シールと120円分の切手を返送用BOXに貼ってご返送ください。



※返送用BOXサイズ改定(2021年11月中旬より)

お急ぎの場合

ゆうパックでのご返送

お急ぎの場合は日本郵政の「ゆうパック®」で最短日時でのお届け指定にてご返送ください。

※ゆうパック以外の宅配サービス(伊勢丹等)はご利用いただけません。

発送地域Aエリア

発送地域Bエリア※

※兵庫県は地域によってAエリア用の方が到着が早い場合があるため、お近くの郵便局でご確認ください。


Aエリア用返送先 ※ゆうパック返送専用住所

〒150-6126
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア26階
エクコムグローバル 宛
TEL:0120-222-545

Bエリア用返送先 ※ゆうパック返送専用住所

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡12階
エクコムグローバル 宛
TEL:0120-222-545

伝票に住所をご記入いただき、返送用BOXの「表面」に伝票を貼ってご返送ください。



*** 土日祝にポスト投函の際は速達でお送りください。**

2.PCR検査キットについて

⑥返送用宛名シール

※宮城県の方はAエリア用宛名シールを張り付けてください。

返送用宛名シール

発送される地域によって、返送先が異なります。1日でも早く検査を行うためにご自身の発送地域を下記よりご確認いただき、該当するエリア用の宛名シールを返送用BOXに貼ってご返送ください。

Aエリア用宛名シール

発送Aエリア都道府県

北海道 東北	北海道/青森/岩手/宮城 秋田/山形/福島
関東	東京/神奈川/千葉/埼玉 茨城/栃木/群馬
北関東	新潟/富山/石川/福井 山梨/長野
東海	岐阜/静岡/愛知/三重
近畿	滋賀/京都/大阪/奈良/和歌山

〒150-8799 渋谷郵便局留

〒150-6126

東京都渋谷区渋谷2-24-12

渋谷スクランブルスクエア26階

エクスコムグローバル 宛

Bエリア用宛名シール

発送Bエリア都道府県

近畿	兵庫
中国	鳥取/島根/岡山/広島/山口
四国	徳島/香川/愛媛/高知
九州	福岡/佐賀/長崎/熊本/大分 宮崎/鹿児島
沖縄	沖縄

〒810-8799 福岡中央郵便局留

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神1-1-1

メッセ福岡 12階

エクスコムグローバル 宛

3.検査結果通知

にしたんクリニック➡受検者（個人メールアドレス）

にしたんクリニックから下記のような通知が個人メールアドレス宛に届きます。

件名：【医療法人社団直悠会 にしたんクリニック】PCR検査結果のお知らせ

※本メールは、自動的に配信しています。

こちらのメールは送信専用のため、直接ご返信いただいてもお問合せにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

●●様

いつもご利用いただきありがとうございます。

医療法人社団直悠会 にしたんクリニックです。

PCR検査が完了しました。

検査結果に関しては添付のPDFをご確認ください。

ご不明な点は下記までご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-222-545（受付時間12:00～19:00）

〒104-0061
東京都中央区銀座7-9-11
モンブラン銀座ビル9階
西短 太郎 様
発行：2020年10月13日

検査結果(陰性/陽性)通知書

患者氏名：西短 太郎 様

性別	男性	検査方法	唾液によるリアルタイムPCR検査
生年月日	1995年01月01日	検体受領日	2020年10月13日
年齢	25歳	検査日	2020年10月13日

【検査結果】

陽性

上記の検査結果は送付された検査サンプルに対しての検査結果となります。

当院より保健所へ報告をいたします。保健所より連絡があり次第、指示に従った行動をお願いいたします。

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック
〒104-0061
東京都中央区銀座7-9-11 モンブラン銀座ビル9階
TEL:03-5962-8065

〒104-0061
東京都中央区銀座7-9-11
モンブラン銀座ビル9階
西短 太郎 様
発行：2020年10月13日

検査結果(陰性/陽性)通知書

患者氏名：西短 太郎 様

性別	男性	検査方法	唾液によるリアルタイムPCR検査
生年月日	1995年01月01日	検体受領日	2020年10月13日
年齢	25歳	検査日	2020年10月13日

【検査結果】


陰性

上記の検査結果は送付された検査サンプルに対しての検査結果となります。

上記患者が新型コロナウイルスに感染していないことを保証するものではありません。

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック
〒104-0061
東京都中央区銀座7-9-11 モンブラン銀座ビル9階
TEL:03-5962-8065

4.陽性判定が出た場合



＊「陽性」が出た場合の対応

「陽性」の場合は至急、監督・各競技代表者へ連絡をするようお願い致します。

その後の対応については、宮城県スポーツ協会と宮城県スポーツ振興課で協議の上、指示をいたします。

「陽性者」は各保健所からの指示に従っていただき、医療機関等より処置が行われます。

※陽性が出た際、すでに開催県にいる場合でも患者様の住む地域の保健所からご連絡が来ます。

5.連絡先

「PCR検査キットの申込・お問い合わせ」

近畿日本ツーリスト

近畿日本ツーリスト株式会社 仙台支店 内

「国体宮城県選手団PCR検査事務局」

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-7-20東邦ビル5F

TEL022-222-4141

FAX022-221-6188

緊急連絡先（携帯） 担当阿部 080-7719-2672 / 及川 080-2807-1097

Eメール sendai-dantai@or.knt-th.co.jp

平日：9:00～17:45

【業務内容】

- ・各競技団体代表者・監督の総合窓口。
- ・PCR検査キット申込受付。検査結果とりまとめ。

「検査機関」

にしたんクリニック PCR問合せ窓口

TEL0120-222-545

電話受付：24時間

【お問合せ内容】

- ・検査キットの不備。
- ・検査方法について。
- ・検査結果のメールが届かない等。但し回答はご本人からの問い合わせに限ります。